



MoonBeam™ 3 Tecnología de desinfección UVC

Sistema efectivo de desinfección por rayos ultravioleta

MoonBeam 3 proporciona una potente luz UVC que permite desinfección bajo demanda de grandes superficies y superficies de alto contacto en menos de 90 segundos.

Características

- Tres brazos articulados ajustables que proporcionan un "efecto paraguas" que permite la desinfección de amplias superficies con una intensa luz UVC
- Base del equipo- Las ruedas de bloqueo permiten un movimiento y colocación narse en segundos fáciles en cualquier lugar. Los cabezales de luz UVC se pueden posicionar rápidamente
- Cubierta con control remoto: controla el funcionamiento y actúa como un sensor durante la desinfección para garantizar la seguridad. La cubierta también protege los cabezales y permite un transporte cómodo y seguro para el equipo de una estancia a otra. Sensor de acceso múltiple opcional disponible.

Beneficios

- Coste-efectivo de la operación – bajo coste operativo y mínimo mantenimiento
- Desinfección Completa – efectivo frente a superficies contaminadas que accidentalmente no se hayan tratado
- Solución ideal para el tratamiento de superficies difíciles que se tocan con frecuencia y equipos difíciles de limpiar y desinfectar
- Desinfección libre de humo y sin productos químicos

Aplicación

Adecuado para superficies de alto riesgo como zonas de aislamiento, UCIs, quirófanos, superficies de contacto frecuente como raíles de camas, baños y accesorios, teclados, monitores y estaciones de trabajo sobre ruedas (ej: carro de ecógrafo).





MoonBeam™3 Tecnología de desinfección UVC

Sistema efectivo de desinfección por rayos ultravioleta

Especificaciones del Producto	
Descripción	MoonBeam™3
Desinfección UVC vertical rango de altura:	15 cm a 210 cm de altura
Tiempo de los ciclos (seg):	90, 180, 300, 600
Peso del equipo:	17 kg completo peso de la base: 13 kg
Medioambiente:	No genera ozono, Lámparas UVC de alto rendimiento

Descripción	MoonBeam™3
Uso de Químico:	None
Dimensiones del equipo:	38 cm x 112 cm
Nivel de ruido:	No apreciable
Potencia:	100-120V~, 3.2A, 50/60Hz 200-240V~, 1.6A, 50/60Hz

MoonBeam™3 Componentes del Aparato		
Código de Producto	Descripción	Detalles
DMOONBEAM3	Aparato MoonBeam™3 de Tecnología de Desinfección UVC	MoonBeam™3 diseñado para la rápida desinfección en zonas de alto riesgo y superficies de contacto frecuente
DMOON3SENTRY	MoonBeam™3 Tecnología Asistente para la Detección de Movimientos	Para mayor seguridad, este sistema está diseñado para colocarse en una ubicación separada físicamente de la base MoonBeam™3 y proporciona una detección de movimiento completa para una mayor seguridad del personal
DMOON3UVCBULBS	MoonBeam™3 Set de bombillas (3 bombillas)	Recambio de 3 bombillas-UVC para MoonBeam™3